



Manipulation de la bouteille d'échantillon de tournée

Aujourd'hui, la bouteille d'échantillon de tournée ne sert plus uniquement à tester les inhibiteurs. De nombreux autres tests peuvent être effectués en fonction du client :


- Test d'inhibiteurs
- Test sensoriel
- pH
- Nombre de germes
- Nombre de cellules
- Teneurs (en matière grasse et en protéines)

C'est pourquoi ces points sont importants :

- N'utiliser que des bouteilles d'échantillon de tournée propres et sèches
- Veiller au respect de la chaîne du froid jusqu'à la livraison au client
- Pour que le lait soit bien mélangé, le retourner trois fois (sans le secouer) avant de le transvaser ou de le remettre au client.
- Placer le bouchon de la bouteille d'échantillon de tournée dans un récipient propre et sec (éventuellement désinfecté) dans le véhicule de collecte → des contrôles d'entrée sont également effectués sur le nombre de germes à partir des échantillons de tournée !

Echantillon de tournée pour les semi-remorques

- Pour un échantillon de tournée pour les semi-remorques, une nouvelle bouteille est remplie avec le lait des tournées de collecte.
- Vider les quantités des échantillons de tournée de manière proportionnelle dans le nouveau flacon de manière à ce que cela corresponde au rapport des quantités de lait dans la semi-remorque.
→ retourner auparavant trois fois les bouteilles d'échantillons de tournée



Ecrémage du lait

- Les basses températures augmentent l'effet d'écémage
- Les cellules se concentrent dans la crème
- Les germes / spores ont tendance à rester dans le lait écrémé

Lait non mélangé dans le tank ou dans la bouteille d'échantillon de tournée

→ Important : mélanger avant de prélever l'échantillon

Teneur en matière grasse	Nombre de cellules
12.0 %	950'000
5.4 %	267'000
3.5 %	160'000
2.6 %	82'000
1.4 %	36'000
1.0 %	18'000

↳ Lors du déchargement ou du transvasement, toujours vider complètement les compartiments afin de décharger un lait bien mélangé.

Plus de fiches et d'infos utiles sur www.mooh.swiss/downloads



le meilleur pour mon lait